

dermolisan® und dermolisan®soft

AktivSauerstoff-Salben

zur äußerlichen Anwendung bei Hautproblemen
und zur Verbesserung des Hautbildes

- **ozonisiertes BIO-Olivenöl in Creme-Form**, dermolisan®: 100% konzentriert, dermolisan®soft: 30% und 70% Vaseline; ohne Zusatzstoffe
- **ozonisiertes Olivenöl** ist ein sehr gut wirkendes, schon länger bekanntes Naturprodukt (siehe z.B. Naturheilkundelexikon: www.naturheilkundelexikon.de, „ozonisiertes Olivenöl“)



Eigenschaften (auch in wissenschaftlichen Publikationen beschrieben*)

- hochwirksam und haltbar durch maximale Anreicherung mit AktivSauerstoff!
- wirkt desinfizierend und entzündungshemmend; bekämpft Bakterien, Viren und Pilze; fördert Heilungsprozesse
- regt den Hautstoffwechsel an, unterstützt die Hautregeneration und fördert die Wundheilung
- schützt, pflegt und stabilisiert die Haut, besonders bei Problemhaut
- ist ein natürlicher Sauerstoffspeicher, bei Anwendung auf der Haut wird allmählich über etliche Stunden aktiver Sauerstoff freigesetzt
- ist sehr gut verträglich; es sind keine Nebenwirkungen, Kontakt sensibilisierungen oder Resistenzbildung bekannt
- typischer Geruch, der von den Wirkstoffen ausgeht

dermolisan® und dermolisan®soft

- **dermolisan®**: 100% ozonisiertes BIO-Olivenöl, 50 ml
Konsistenz: cremig-fest, wird bei höheren Temperaturen (ab ca. 30 °C) flüssig – ohne Einfluss auf die Qualität
- **dermolisan®soft**: 30% ozonisiertes BIO-Olivenöl und 70% Vaseline; 50 ml
Konsistenz: cremig-fest, auch bei Wärme, **besonders mild und schonend**
- **Herstellung**: Behandlung von *BIO-Olivenöl* (extra-vergine, aus kontrolliert biologischem Anbau, DE-ÖKO-013) mit Ozon, erzeugt aus medizinischem Sauerstoff; vollständige Ozonisierung bis zur Sättigung, was zur festcremigen Konsistenz führt (vorteilhaft gegenüber Öl!)
Gebildete Wirkstoffe: Ozonide und Peroxide als Sauerstoffspeicher, aus denen bei Anwendung auf der Haut aktiver Sauerstoff freigesetzt wird
- **keine Zusätze** wie Duft- oder Konservierungsstoffe

Anwendung (Beispiele aus der Literatur*)

- bei Hautproblemen, Hautinfektionen, Hauterkrankungen
- zur Wundbehandlung, Wundreinigung und -desinfektion
- bei rauer, strapazierter Haut, Schrunden
- zur Hautpflege, Hautregeneration, z.B. nach Peeling, Epilation etc.
- bei Verbrennungen, Sonnenbrand, infizierten Insektenstichen
- bei Pilzkrankungen
- in der Tiermedizin

Haltbarkeit

- trocken und kühl lagern
- ungeöffnet über einige Jahre haltbar und wirksam
- Empfehlung: nach dem Öffnen innerhalb von ca. 6 Monaten aufbrauchen

Wichtige Hinweise zu dermolisan® und dermolisan®soft

- nur als Salben äußerlich anwenden, dünn auftragen, Augenkontakt vermeiden. Anfänglich kann ein leichtes Brennen auftreten.
- nicht einnehmen, nicht für Rezepturen zur inneren Anwendung verwenden
- bei allen Krankheitsbildern, Hauterkrankungen und -problemen etc. unbedingt einen Arzt konsultieren
- bei Erstanwendungen wird ein Verträglichkeitstest empfohlen

Bezug

- keine Mindestmenge, kein Mindestbestellwert, zzgl. Versandkosten
- Pharmazentralnummern (PZN) – für Bezug über Apotheken:
dermolisan® PZN 00161588 (50 ml)
dermolisan®soft PZN 06589560 (50 ml)
- Infos und Literaturhinweise*: www.innotec-he.de/dermolisan.htm

Hersteller: INNOTECH high engineering GmbH, D-76327 Pfinztal



Bitte beachten Sie auch unser
weiteres Naturprodukt **cocolisan®**
Info: www.innotec-he.de/cocolisan.htm

